



LABORATOIRES AGRÉÉS

TRISOMIE 21

GÉNÉTIQUE

FIV

## Dépistage des trisomies 13, 18 et 21 fœtal par analyse de l'ADN libre circulant (DPNI)

Laboratoire ANALYSIS : 11 ch la Belle au Bois Dormant, 88000 Epinal

Praticiens référents : Dr Gérard LEFAURE ♦ Dr Véronique PETIT

Contact : Tél 03 29 68 04 04 ♦ Fax 03 29 68 49 59 ♦ contact@analysis.fr

### CONDITIONS DE RECUEIL

1. Identifier le **tube « Streck »** fourni
2. Prélever 10 ml de sang total. Le tube doit être **totalemtent rempli**  
Attention le tube est à **remplissage LENT**
3. Bien mélanger le tube par ou moins 10 retournements doux



4. Déposer le tube dans un sachet
5. **Conserver** le sachet contenant le tube à **température ambiante**
6. Insérer les documents suivants dans la pochette externe du sachet :
  - **La feuille de demande d'examen comprenant l'attestation d'information et consentement de la patiente signés par le médecin et la patiente**
  - **Une copie du compte-rendu de l'échographie du 1<sup>er</sup> trimestre**
  - **Justificatifs selon l'indication**

### CONDITIONS D'ENVOI DES ECHANTILLONS

- Le transport se fera à température ambiante
- **L'ECHANTILLON DOIT PARVENIR AU LABORATOIRE ANALYSIS DANS LES MEILLEURS DELAIS**
- **NE PAS CONGELER**

### CONDITIONS DE STOCKAGE DES TUBE AVANT UTILISATION

- Conservation des tubes à température ambiante jusqu'à date de péremption inscrite sur le tube
- Ne pas congeler le tube
- Ne pas ouvrir le tube (tube ADN free)