


## Guide pour auto-prélèvement vaginal


Précautions à prendre : se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement

FIGURE 1



1. Ouvrir partiellement le sachet contenant l'écouvillon et le tube.
2. Enlevez l'écouvillon du sachet sans toucher le coton ni le poser.
3. Tenir l'écouvillon comme le montre la figure 1 : en le plaçant entre le pouce et l'index au milieu de la tige.

FIGURE 2




4. Introduisez doucement **la moitié de l'écouvillon** dans le vagin (figure 2), et tournez doucement l'écouvillon pendant **10 à 30 secondes**.

Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.


5. Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.

FIGURE 3



6. Pendant que vous tenez l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube. **Veillez à ne pas renverser le liquide présent dans le tube**. Si cela arrive, redemandez un nouveau kit de prélèvement.
7. Placez l'écouvillon dans le tube, dans le liquide : le coton touche le fond du tube.
8. Cassez la tige (au niveau de la marque) sur le bord du tube (figure 3).

FIGURE 4



9. Revissez le bouchon (figure 4).
10. Après avoir bien refermé le tube, conservez-le à température ambiante et rapportez-le au laboratoire dans un délai de **24 heures**.